

Igiene Paziente Con metodo Wash Cream

Materiale Necessario :

Guanti se(necessari)

Detergente Wash Cream

Panno in cellulosa monouso

Contenitore per rifiuti

Con questa procedura per l'igiene del paziente si utilizzano materiali alternativi all'uso dell'H₂O. Tale procedura è stata adottata in molte Case di Riposo, in altre è tuttora in via di sperimentazione.

Specifichiamo di seguito i passaggi fondamentali, ricordando però che le azioni specifiche vanno contestualizzate in base alla tipologia del paziente da trattare (patologia, eventuali lesioni cutanee, situazione immunologica del paziente ecc)

La scelta potrebbe prevedere anche l'utilizzo dell'acqua alternata al Wash Cream in base a molteplici e diverse variabili.

Azioni:

1. Bagnare il panno di cellulosa sotto l'acqua corrente a tempera corporea
2. Strizzarlo bene
3. Stendere il panno sulla mano aperta e applicare una dose di Wash Cream.
4. Passare col panno la superficie corporea da pulire : parte anteriore del corpo dall'alto verso il basso.
5. Chiudere il panno, ripassare per rimuovere il residuo, richiudere il panno e togliere il residuo e gettare il tutto. (tre passaggi)
6. La stessa procedura si ripete per la parte posteriore del corpo partendo sempre dall'alto verso il basso.

Per un'igiene normale si utilizza una salvietta per la parte davanti ed una per la parte posteriore del corpo.

N.B. non risciacquare e non asciugare

