



Procedura
Sanificazione e disinfezione dell'Unità di degenza¹

Personale	<ul style="list-style-type: none"> • 1 operatore
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> • Panni per la sanificazione • Detergente / disinfettante: • Parti non metalliche cloroossidante elettrolitico (Antisapril detergente) • Parti metalliche derivati fenolici (Fenplus) • Guanti in nitrile • Carrello vuoto • Carrello biancheria sporca • Sacco per rifiuti

PROCEDURA

<i>Azioni</i>	<i>Motivazioni</i>
Lavaggio sociale delle mani e indossare i guanti	Evita il rischio di trasmissione delle infezioni
Controllare che nel comodino e nell'armadietto non siano rimasti oggetti personali dell'assistito eventualmente, conservarli e avvisare il Coord. Inf.	Tutelare la privacy e l'interesse dell'utente
Abbassare la testiera del letto ed eventualmente alzare il piano	<ul style="list-style-type: none"> • Per rimuovere adeguatamente la biancheria • per favorire movimenti ergonomici dell'operatore
Selezionare gli effetti letterecchi che devono essere trattati separatamente: cuscini, coperte, coprimaterasso, materasso e utilizzare gli appositi sacchi di raccolta	Necessità di procedura separata di igienizzazione
Piegare ed arrotolare ogni capo di biancheria verso il centro – con il minimo movimento possibile	per evitare il sollevamento della polvere e la diffusione dei microrganismi ivi presenti
Lasciar cadere la biancheria sporca nell'apposito contenitore di raccolta evitando di toccare la divisa	Impedire la diffusione di germi
Rimuovere eventuali rifiuti (telini monouso, fazzoletti...) e tutti gli oggetti che dovranno essere sottoposti a pulizia e disinfezione e porli sul carrello: tela cerata, bacinelle, pappagallo	

¹ Università di Padova Corso di Laurea in Infermieristica sede di Schio

A cura di Dott. ssa Nunzia Guadagni-Dott.ssa Sonia Marcante-Dott.ssa Gabriella Munaretto e con la collaborazione di Mariangela Carollo (AFD)

Allontanare il carrello della biancheria sporca, gli effetti lettereci e gli oggetti da pulire e disinfettare	
Procedere al lavaggio e disinfezione di: <ul style="list-style-type: none"> ● Letto (testiera, pediera, telaio, accessori) ● Comodino e armadietto (superfici esterne verticali e orizzontali, superfici interne) ● Sedia e poltrona ● Blocco lampada e sistema di chiamata ● Pareti in corrispondenza del posto letto 	
Riordinare materiali e prodotti	
Provvedere al rifacimento del letto con biancheria ed effetti lettereci puliti	

Bibliografia

- Craven RF, Hirnle CJ. Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica. Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 2006.
- Potter PA, Perry AG. Infermieristica generale-clinica. Napoli: Casa Editrice Ildeson-Gnocchi/Sorbona, 2006.
- M. Franzina, F. Vallicella. L'operatore socio – sanitario manuale per la formazione. Ed. McGraw-Hill 2005; pag. 391 – 407