



Procedura
Igiene totale in vasca¹

Personale	<ul style="list-style-type: none"> • 1 operatore
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> • Camici e guanti per operatore • Sollevamalati • Detergente a PH neutro • Guanti • Spugna, panno carta o manopola • Asciugamani/accappatoio • Prodotti per toilette, compresi per manicure e pedicure • Cambio completo degli indumenti

PROCEDURA

<i>Azioni</i>	<i>Motivazione</i>
Informare la persona, ottenerne il consenso.	Per ottenere la collaborazione
Lavarsi le mani e indossare i guanti.	Per evitare la diffusione delle infezioni
Aiutarla a spogliarsi e ad entrare nella vasca da bagno: utilizzare il solleva-persone, oppure i sollevatori elettrici predisposti per la vasca da bagno.	
Aiutare la persona a lavarsi: iniziare l'igiene con la manopola e il detergente	
Eeguire movimenti delicati sul corpo insaponando la pelle. Con la doccetta allungabile sciacquare rimuovendo la schiuma in eccesso.	Per favorire la circolazione ed il benessere
Avvolgere la persona con il telo e asciugare tamponando delicatamente.	
Terminata la cura igienica aiutare la persona assistita ad uscire dalla vasca, con le stesse modalità usate per l'entrata.	
Aiutarla ad asciugarsi e ad indossare gli indumenti idonei; accompagnarla a letto con i presidi adeguati. Togliere i guanti e lavarsi le mani	

Bibliografia

- R.F. Craven, C.J. Hirmler. *Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica*. Casa editrice Ambrosiana, Vol.2 cap.34
- P.A. Potter, A.G. Perry. *Infermieristica generale-clinica*. Ed Ildeson - Gnocchi /Sorbona, Napoli 2006

¹ Università di Padova Corso di Laurea in Infermieristica sede di Schio

A cura di Dott. ssa Nunzia Guadagni-Dott.ssa Sonia Marcante-Dott.ssa Gabriella Munaretto e con la collaborazione di Mariangela Carollo (AFD)